



Attention : produits non destinés à la vente

Réf. 2221544
Réf. 2220490



Comment mettre son masque correctement ?



1. Choisissez le masque à la bonne taille.
2. Vérifiez les élastiques. Placez-les autour des oreilles. Assurez-vous que l'arête nasale est en haut.
3. Appuyez sur l'arête du nez avec les doigts, du milieu vers les côtés du nez.

Attention :


1. Ne pas utiliser si vous êtes allergique aux matériaux non-tissé.
2. Vérifiez l'état du packaging. Ne pas utiliser si le packaging est ouvert.
3. Ce produit est jetable. Après usage, il doit être jeté avec les déchets médicaux. Ne pas laver et réutilisé.
4. A garder dans un endroit propre, sec et aéré.
5. Il ne doit pas être utilisé dans un environnement ou contexte médical.
6. Il ne doit pas être porté par le personnel clinique lors d'opérations invasives ou domaines aseptisés.




3
Filtres
protecteurs

textile obtenu par soufflage-fusion

textile
non-tissé



textile non-tissé



175mm x 95mm
fixation par contour d'oreille